

The veterinary equipment specialists

小動物專用站立分析板  
**COMPANION** Stance Analyzer



### 產品特色

- 將四肢站立時的重量分佈，給予數字化，成為客觀的參考指標
- 以客觀的診斷數據為基本，有助於跟飼主進行互動式的溝通，提供適當的客製化療程。
- 可以觀察病畜的四肢在重心移轉時的變化圖表。
- 在每次的診斷後，可以提供過去的診斷資料對照。

規格	
分析板尺寸	94 x 58 x 6 cm
乘載重量	3 ~ 90 公斤
計算單位	可選擇磅數或者公斤為單位
電源	分析板透過USB連接筆電，使用筆電的電源系統。