

專供動物使用的 異氟醚汽化瓶

KV 系列

KIMURAMED 的汽化瓶、特別推薦給想要長期使用和擁有汽化瓶的獸醫師們。

KV 系列的汽化瓶準確輸出、不受溫度變化、流量和流速的改變、提供穩定精度的麻醉氣體，實現安全麻醉。

All Products Made in Japan



汽化瓶 KIV-7

容量
輸出精度可調整的範圍
重量
批准文號

230ml
0.5~5.0%
7.2kgs
25 DOUYAKU Article 3023

■主要特點

KIV-7 汽化瓶是採用 Lateral Kraan 的方法，它並不受溫度的影響而改變輸出精度，從低流量到高流量、也能夠持續的輸出穩定高精度的麻醉氣體。這是款高端機型、專門提供給高精度要求的客戶使用。



汽化瓶 KIV-3

容量
輸出精度可調整的範圍
重量
批准文號

130ml
0.5~5.0%
5.0kgs
25 DOUYAKU Article 3022

■主要特點

KIV-3 汽化瓶是經典入門款、擁有超群的性價比，適用於各種研究機構和獸醫診所以及新開業和增添設備的獸醫師使用。

首美達總騰股份有限公司

臺北市民權東路六段 15 巷 16 號 4F 之 3
TEL: (886) 2 27697222 FAX: (886) 2 27966010
✉ soarmed@soarmed.com.tw
<http://www.soarmed.com/>

- 本目錄上記載的內容、規格及設計，有可能隨時更動，恕不另行告知。
- 使用本產品之前，必須詳細閱讀操作說明書，初次使用時請執行檢查與確認作業。
- 為了維持本產品的性能，需要進行定期保養檢查作業。詳情請與您的銷售代理商連系。