

S+ARMED



純淨、優雅的魅力

RV-500

日本小動物高頻X光機R-Tec RV-500⁺

TOSHIBA 動物專用X光機海外版 相同製造、同一規格

完美工藝 精采瞬間
讓美學走進生活中

- 動物專用一體機設計，捨棄傳統大型的變壓器及操作台，沒有其他外接纜線，具備更安全的操作環境。
- 高頻技術—將電力更有效的轉換，降低X光攝影劑量達到相同的畫質。
- 一般市電110V~220V插座即可使用，不需要另外建置高壓電源。
- 市場最為完整的動物圖像面板設計，內建上千個攝影參數，可選擇膠片或數位影像系統專用模式，操作更為簡便。
- RV-500，搭載32KW的高功率管球、可同時實現125kV、250mA的攝影條件。再加上極短曝光秒數設計0.005 ~ 0.04秒，能拍出清晰不容易模糊的影像品質



日本 VPX-500




海外 RV-500 Plus

規 格

定 格	攝影管電壓	40~125kV (2kV/step)
	攝影管電流	最大250mA (依據KV、mAS值自動設定最大容許管電流)
	攝影 mAs	0.4~10.0 mAs (15step)
	攝影時間	0.005~0.04 sec (最小分解0.001sec)
輸入電源	單相 AC	AC110V、220V、230V、240V、1.1 KVA, 50-60HZ
	接地方式	D型接地
X 射線發生器	機頭轉動	左右30°
	一體型 X 線管裝置	東芝E7846 (焦點大小: 1.3mm)
	迴轉陽極熱容量	110KHU
	總過濾量	2.6mmAl
	高電壓變頻器	功率32KW
過載保護	硬體監控	管電壓、管電流過載自動檢出 高壓驅動回路輸入電流檢出回路
	軟體監控	KV、mAs軟體監控系統 X 射線管過熱監視
準直儀	照射範圍	SID 100cm、0×0cm~43×43cm 連續式
X 線管保持裝置	結構	機頭、控制系統一體化設計
X 線攝影檯		
SOARMED XT-135 為RV-500組合	檯面尺寸、高度	1350×600mm、地面到檯面高度810mm
	片匣托盤移動量	移動量600mm
	片匣托盤	抽拉式盒式托盤
	使用片匣	(最大) 14"×17" ~ (最小) 8"×10"
日製原裝RT-125(選購) 為RV-500 Plus 組合	檯面尺寸、高度	1250×600mm、地面到檯面高度810mm
	檯面移動量與鎖定	移動量左右200mm、電磁式開關鎖定
	片匣托盤	抽拉式盒式托盤
	使用片匣	(最大“尺寸”) 14"×17" ~ (最小“6切”) 8"×10"
腳踏開關	2 段式	兩段式腳踏方式
手控開關(選配)	2 段式	兩段式按鈕方式

- 規格或部分外觀若因改良而有所變更，將不預先告知，敬請諒解。
- 為維護系統正常穩定運轉，建議每年進行定期測試，簽訂維護合約。



多一分用心、
多一分呵護

SOARMED
首美達股份有限公司

SOAR MEDICAL0TECH. CO.,LTD.
台北市內湖區民權東路六段15巷16號4F-3
TEL : 02-27967222 FAX : 02-27966010
WWW.SOARMED.COM