

小動物專用四級雷射治療儀 COMPANION CTL-9



每秒可輸出0.5W ~ 9W，
大幅縮短療程時間、給予足夠的能量

產品特色

- * 美國Companion歐美獸醫市場雷射治療領導品牌
- * 具有CW(連續波)及Pulse(脈衝波)輸出模式可依需求切換設定
- * 每秒0.5 ~ 9W的輸出，縮短療程、節省醫師的工作時間
- * 內建Perfect Protocol參數，醫師可根據病畜情況自行調整調整輸出功率。
- * 配備有接觸性探頭及非接觸性探頭(大、小各1個，1組4入)，靈活運用。
- * 時尚輕巧的設計，輕鬆帶著走
- * 緊急停止保護裝置，任何時刻Hold得住
- * 附有3副雷射專用護目鏡，保護我們的靈魂之窗

規格

雷射等級：四級雷射
波長：980 nm
輸出瓦數：0.5 W ~ 9W
操作模式：CW / Pulsed
體積：17.8 x 14 x 27.9 cm
重量：1.8 kg
電源：100-240V~ 50/60Hz

