

## 小動物專用水療跑步機 AquaTrek 5



### ◆ 產品特色

1. 四面採用強化玻璃取代傳統冰冷的不鏽鋼牆
2. 免開門進出，跑步機可以升降高度。
3. 提供四段斜率與四段水中噴嘴阻力的調整，達到最完美的訓練組合
4. 可自行設定速度、斜率、阻力等，並作為療程紀錄
5. 分離式過濾系統，可以依據場地空間擺放
6. 可透過藍芽，從平板端來設定速度、斜率、與阻力等
7. 細心的跑道設計 – 足夠的跑道寬度，兩側間隙小，不易偏離跑道
8. 容易清理，跑步軌道可以起立至80度，方便底座清理

### ◆ 規格

尺寸	111 x 187 x 102 cm
重量	356 公斤 (空機，沒有水)
內部空間	85 x 175 x 90 cm
強化玻璃厚度	12 cm
機體	SUS 304不鏽鋼材質
跑步機軌道尺寸	49 x 120 cm
跑步機軌道材質	前端：聚胺酯 Polyurethane 後端：聚酯 Polyester
最大乘載重量	80 kg
使用電源	110V, 5A, 60Hz (最大)
濾水系統尺寸	45 x 65 x 87 cm
濾水系統重量	31 kg
水泵浦	16.5 m <sup>3</sup> /h
防水等級	水療機本體：IP 68 水泵浦：IP 65

