

## 動物專用二合一軟硬內視鏡 HDMI 主機



連接硬鏡

連接軟鏡

**產品特色**

- 軟硬鏡共用主機設計：一台主機可以連接軟鏡、也能連接硬鏡
- 主機內建光源及影像處理系統：搭載LED冷光源及影像處理系統裝置在內，結合優化、修復白平衡、銳利度調整功能，讓畫質更加細膩。
- 手術過程中，可以隨時拍照及錄影，採用SD記憶卡方便讀取。
- 68系列主機，採用CMOS 鏡頭，提供HDMI高清晰畫質。
- 提供多功能細鏡AK-18，食道異物夾取 AK-43, OK-550 等多樣硬鏡。

**主機規格**

型號：VI-68  
 影像輸出：DVI, HDMI  
 燈源：40W LED LAMP  
 燈源壽命：35000 hr  
 色溫：5300K  
 氣泵：靜音式  
 功能：自動白平衡、影像強化及優化處理、  
 色調亮度調整、錄影及拍照模式選擇、  
 SD卡儲存

**軟鏡規格**

型號：AGVE-68HS  
 頭端部外徑：8.0 mm  
 插入部外徑：8.0 mm  
 照射角度：145°  
 照射深度：3 – 100 mm  
 鉗道孔徑：2.2 mm  
 彎角：上/下 – 210°/90°；  
 左/右 – 100° / 100°  
 工作長度：1500 mm