

JOB PORTA 120 HF

日本原裝進口動物專用高頻 X 光機

移動式螢幕支架

可配合施作空間，
安裝於機身的左、
中、右邊，及前後
移動。

立刻看見拍攝成像！



圖像操作面板

- 依圖像選擇，完成攝影條件。
- 也支援客製化APR攝影組。

DR工作站電腦收納

- 節省空間
- 方便操作DR軟件
- 整合式影像系統

產品特色：

1. 可輸出 40–120 kV, 0.3 –100mAs。小體積，內建超高功率的高壓產生器。
2. 固攜兩用，支援全方位拍攝診斷。對於空間有限的醫院，一大福音。
3. 兩組雷射定位，精準擺位。
4. 自由設定APR條件，滿足使用者使用習慣與需求。
5. 日本 JOB 製造，穩定輸出，耐用的優異品質。

規 格

管電壓	40 – 120 kV
管電流	30 – 100 mA
mAs 輸出	0.3 – 100 mAs
管球	TOSHIBA
熱容量	28kJ
電源	AC 200–240, 30A
定位	兩組雷射十字定位
電源線長	6M
重量	14.4 kg
尺寸	160 x 230 x 350

SOARMED

首美達實業股份有限公司
台北市內湖區民權東路六段15巷16號4F-3
TEL:02-27967222 FAX:02-2796-6010
soarmed@soarmed.com.tw
WWW.SOARMED.COM