

The veterinary equipment specialists

水冷式高性能 ICU 工作站 6LV-F8 日本太陽電子株式會社製

提供極寧靜且舒適的病房環境,以達到最好的療效

- 自動控制模式:獸醫師依據病畜狀況設定指定的旋鈕(溫度、濕度、氧濃度),自動維持所設定的環境條件,無須再選擇冷暖房的切換開關。
- 安全措施功能:缺氧或氧過多時,發出報警通知,同時啟動自動換氣系統。附有自然進氣口,預防臨時停電所造成的缺氧問題。紫外線殺菌燈,強有力的殺菌消毒及脫臭功能,避免交叉感染的發生。
- 獨立的地板加熱器專用操作面板:每個 ICU 病房都配備獨立的地板加熱器系統。在冷房時能保持病畜的體溫或在冬天(當作隔離籠使用時)當作暖房使用。

採用循環水冷方式 7 大優點的安心設計

- ★ 一年四季,都可實現穩定的高濃度氧治療
- ★ ICU 病房內風壓很小、可以減低患病動物的緊張不安
- ★ ICU 病房內塵埃難起、創造清潔安靜的環境
- ★ ICU 病房內外的感染風險減少
- ★ 設計有自然進氣口能預防停電時的缺氧
- ★ 相對於空冷式的比較、顯著減少耗電量
- ★ 高濃度氧25%~40%的治療時耗氧量低(2L per minute 1 cage)

規格：

品名：ALTAS ICU 工作站

型號：6LV-F8 (LC)

尺寸：980W×700D×1410 mm

重量：150kg

加熱方式：不鏽鋼電熱管加熱器

冷房方式：冷卻器(水冷)方式

溫度調整：範圍 20~40°C (精度 1.5°C)

濕度調整：60%以上、全自動除濕系統
(User 可變更設定)

氧氣濃度：調整範圍 25%~ 40%

通風功能 (安全措施)：

具有開放式通氣圓孔設計能與
自然空氣交換、當緊急時、
通過進氣風扇強制導入外部空氣。

警報功能：

氧濃度低於 18%或高於 45%時報警

潔淨功能:通過紫外線殺菌燈消毒與除臭

消耗電力:冷房 350W/h(上下同時使用)

暖房 430W/h(上下同時使用)

地板加熱器 50W/h(上下同時使用)

