


d-grip®

呼吸管路專用固定架



D-grip 呼吸管路專用固定架普遍使用於手術麻醉中，用來放置並固定麻醉呼吸管路、氣管插管裝置、面罩、生理監護儀管路等，避免管路在術中脫落。固定架可依醫師需求調整所需角度及位置以達到最佳使用效果，搭配V-gel氣管插管裝置使用效果更是相得益彰！

CLINICAL EQUIPMENT



d-grip®

呼吸管路專用固定架


CLINICAL EQUIPMENT

d-grip 呼吸管路專用固定架可依據需求調整角度位置，是在手術麻醉中用來收納及擺放麻醉呼吸管路的絕佳好幫手！其設計靈感來自於開發V-gel兔貓專用氣管插管裝置時所遇到的臨床狀況：麻醉呼吸管路的重量可能會造成插管角度偏移正確位置，近而影響麻醉效果！

使用可輕鬆調整角度及位置的d-grip 呼吸管路專用固定架不僅能提升麻醉效率，更確保病畜的舒適度及安全性！

固定架上的3大W型把柄間以壓克力板做支撐，機動性高的橡膠材質可做大幅度的角度及高度調整，把柄間的鋸齒狀設計能夠更穩固地固定管路，且串珠狀的裝置腳架可自行調整高度、必要時亦可用來固定其他麻醉設備。

d- grip 呼吸管路固定架的輔助讓獸醫師及護理人員們都可以更專心投入在手術麻醉中，無疑是 不可或缺的好幫手！




下圖為 d-grip呼吸管路專用固定架搭配V-gel兔貓專用氣管插管裝置及V-tie 插管裝置專用彈性固定繃帶在病畜麻醉中做使用。





d-grip® 產品特點

所有d-grip產品包裝內均附有快速組裝指南讓您輕鬆上手!



d-grip[®] CLINICAL EQUIPMENT

呼吸管路專用固定架



v-gel[®]

V-gel是專為兔貓所設計的(獸用)氣管插管裝置並有多種尺寸可供選擇，詳情請

上：www.docsinnovent.com

獸醫界新寵兒，麻醉插管一支搞定！



VetLube[™] V-gel裝置專用的水性潤滑噴劑，為獸醫師麻醉插管時的得力助手！

100x 5ml 噴劑 貨號：D10014

6 x 30ml噴劑 貨號：D10015



V-Tie V-gel裝置專用固定彈性繃帶，可避免裝置移動錯位，用手即可輕鬆裁斷。3cm x 12 捲/盒。
貨號：D10016



EDAN M3B 二氧化碳生理監護分析儀 貨號：
D10018



Follow us on Facebook and Twitter