

The veterinary equipment specialists

SOARMED H-100B 動物專用血氧監護儀



- ◆ SOARMED H-100B 完全針對獸醫師需求、及動物本身特性所設計。
- ◆ SOARMED H-100B 的系統，讓它具有高靈敏度的偵測能力，更能真實反映切確數據。
- ◆ 先進的訊號處理技術，是依據動物的體動以及低灌注的情況想法所上設計的。可以用在一般的外科手術和牙科手術中做持續監控。
- ◆ SOARMED H-100B 具有輕量化，好攜帶，清晰的 LCD 螢幕（顯示 SpO2、脈搏數據及波型）。
- ◆ 高容量的記憶容量可記錄 300 小時的數據，可傳輸到電腦中，容易管理及列印。
- ◆ 操作上，捨去繁複，只留有幾個簡單的操作按鈕，螢幕亮度開關、電源開關、警報開關。
- ◆ 脈搏範圍：30~350bpm

規格：

- 大型 LCD 顯示螢幕
- 即時時間顯示
- LCD 背光開關及自動關閉背光功能
- 測量 SpO2 及 Pulse Rate 功能
- LCD 顯示 SpO2 波型圖及測量數據
- 44 小時的長效電池供電
- 可記錄 300 小時數據
- 測量資料可傳輸到電腦儲存
- 螢幕上可查閱 SpO2 的趨勢圖及數據
- 同時有聽覺與視覺的警報

標準配件：

- 血氧監護儀主機
- Y 型 SpO2 感測器
- 大、小感測器夾
- 一組 AA 電池
- 便攜包

首美達總騰股份有限公司
台北市民權東路六段 15 巷 16 號 4 樓之 3

Tel : 886-2-27967222 Fax: 886-2-27966010

E-mail: soarmed@soarmed.com.tw • www.soarmed.com