

VentStar

動物専用高性能人工呼吸器

精巧整合既安全又安心

專供動物使用的麻醉呼吸器「VentStar」
麻醉的狀況下、可以“輕鬆”與“安全”做呼吸管理



Made in Japan

批准文號：日本國農林水產省指令 25 動藥第 3484 號
動物用人工呼吸器「VentStar」



In various animals

KIMURAMED

真木村株式會社

■主要特點

一、SIMV 呼吸模式和充實的警報機能 — 安心使用。

採用 SIMV 模式，可以配合自主呼吸發生的瞬間，呼吸器[VentStar]會自動送氣做安全上的呼吸管理。另外，氣道內壓上限與下限的警報功能，更加充實了警報完整性。

二、內置充電電池、萬一停電也能安心使用。

三、容易操作，人性化的外觀設計。

操作簡單與安全的呼吸管理 — 讓您無論使用哪一種麻醉機，都可以很簡單的結合使用。

四、搭載 ECO 的機能、能夠大幅減少 70% 以上的氧氣消耗量 — 節省成本。

氣體混合器能將氧氣和空氣混合之後再送氣，因此能大幅減少氧氣的消耗量。

■主要規格

【通氣參數】

通氣系統	VCV (容積控制通氣)
通氣模式	SIMV (同步間歇強制通氣)
通氣次數	2~40 次
吸氣時間	0.3 秒~3.0 秒
潮氣量	氧氣濃度設置 100% : 20~2400ml 45% : 20~2400ml
最大吸氣流速	100% : 4~45L/分 45% : 4~40L/分
觸發靈敏度	-9~+19hPa

【相關警報】

氣道內壓下限 / 氣道內壓上限 / 氣源壓力不足 / 窒息警報 /
AC 電源中斷 / 電池電量不足 / AC 電源 OFF

【安全機構】

內建備份電源 / I:E 比逆轉設定 / 過壓安全閥

【驅動氣體・尺寸・重量】

氣體源	醫療用氧氣或壓縮空氣
電源規格	AC 交流電 AC110V 或 220V ±10 內部電池 DC12V
尺寸	325 (W) × 100 (H) × 245 (D) mm
重量	4.0 kg 以下

■設置例



■選購品



麻醉機「TASUKE」-



蒸發罐
真木村「KIV-3」型



蒸發罐
真木村「KIV-7」型



A 型切換器
自動



通用型切換器
手動

※切換器：機器通氣與人工通氣之間的轉換裝置「操作簡單與安全」

首美達總騰股份有限公司

臺北市民權東路六段 15 巷 16 號 4F 之 3
TEL: (886) 2 27967222 FAX: (886) 2 27966010
✉ soarmed@soarmed.com.tw
<http://www.soarmed.com/>

- 本目錄上記載的內容、規格及設計，有可能隨時更動，恕不另行告知。
- 使用本產品之前，必須詳細閱讀操作說明書，初次使用時請參照使用手冊進行預操作檢查。
- 為了維持本產品的性能，需要進行定期保養檢查。詳情請與您的銷售代理商聯繫。