

MSS-3 Vaporizer

MSS-3 汽化瓶

具溫度流量補償的 MSS-3 精密汽化瓶

採用特殊的麻醉藥劑校正每只汽化瓶

採用雷射折射儀校正汽化麻醉藥輸出的濃度

安全鎖裝置保障使用上的安全

Inlet/Outlet 使用 23mm 煙囪式接頭,避免誤用

選擇種類

Isoflurane , Halothane , Sevoflurane , Enflurane

特性與規格:

- ◆ 正常工作範圍
流量：200cc to 15liter/min
環境溫度：18 °C to 35°C
- ◆ 麻醉藥劑的容量
可裝填 150cc 的液體麻醉藥
吸液棉虹吸約 90cc 的麻醉藥
- ◆ 氣體流量阻力
氧氣流量 5liter/min , 汽化瓶設置在 OFF 位置時
5 cm wg.
氧氣流量 5liter/min , 汽化瓶設置在輸出蒸發氣體位置時 21 ~ 29 cm wg.
- ◆ 螺栓式填充的汽化瓶
- ◆ 外觀尺寸: 183mm 高 × 135mm 寬 × 140mm 深
- ◆ 淨重 : 4.5 公斤
- ◆ 連接頭尺寸: 23mm 煙囪式

