

SOARMED

美國 COMPANION 小動物專用四級雷射治療儀

CTX



一機在手、盡情在我!



雷射治療

藉著帶有能量的雷射光子穿透到生物組織，誘發受傷的細胞組織產生串連反應—Photobiomodulation，產生好的酵素酶活性並抑制有害的酵素酶的活性，**加速新陳代謝，減緩發炎反應及疼痛，並且加速受傷組織的修復癒合**，近年來已廣泛被臨床獸醫師所運用。

產品特色

- * 美國Companion歐美獸醫市場雷射治療領導品牌
- * 具有CW(連續波)及Pulse(脈衝波)輸出模式可依需求切換設定
- * 每秒0.5 ~ 15W的高能量輸出，縮短療程、節省醫師的工作時間
- * 內建Perfect Protocol參數，可根據病畜情況自行調整調整輸出功率。
- * 網羅病畜種類(犬、貓、馬、蜥蜴、鳥禽、兔子等)，應用範圍廣泛實用。
- * 根據病畜毛色、膚色、體重、體型制定最適當的治療劑量及時間。
- * 配備有接觸性探頭及非接觸性探頭(大、小各1個，1組4入)，靈活運用。
- * 3D立體組織動畫及影片，快速上手。
- * 時尚輕巧的設計，輕鬆帶著走 — 36 x 25.5 x 18 cm, 3.8kg
- * 緊急停止保護裝置，任何時刻Hold得住
- * 附有3副雷射專用護目鏡，保護我們的靈魂之窗

常見的適用療程

傷口癒合	肌肉痠痛	耳部血腫	關節炎
外瘡疤	肌肉扭拉傷	皮膚炎	雷射針灸
內外耳炎	水腫	牙周炎	挫傷
牙周炎	挫傷	口腔炎	肛門球囊
骨折	急性/慢性疼痛 等等		

規格

雷射等級：四級雷射
波長：810, 980 nm
輸出瓦數：0.5 W ~ 15W
操作模式：CW / Pulsed
體積：36 x 25.5 x 18 cm
重量：3.8 kg
電源：100-240V~ 50/60Hz 400VA

SOARMED

首美達股份有限公司

台北市內湖區民權東路六段15巷16號4F-3

TEL:02-27967222 FAX:02-2796-6010

soarmed@soarmed.com.tw

WWW.SOARMED.COM